

طرز کار:

- ۱- کابل برق را از یک طرف به محل اتصال آن در پشت دستگاه و از طرف دیگر به برق شهر متصل نمایید.
- ۲- پروب را به محل مخصوص آن در جلو دستگاه متصل نمایید. مطمئن شوید اتصال پروب به درستی انجام شده است و مهره موجود روی فیش پروب به طور کامل بسته شده است.
- ۳- جهت جلوگیری از ایجاد فیدبک و صداهای ناهنجار، قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا پروب را از کنار دستگاه بردارید و پس از پایان کار نیز ابتدا دستگاه را خاموش نموده، سپس پروب را در محل مخصوص آن قرار دهید.
- ۴- برای تطبیق پروب با بدن و جلوگیری از به هدر رفتن توان خروجی التراسوند، لازم است از ژل مخصوص التراسوند استفاده شود.
- ۵- دستگاه را توسط کلید اصلی و سپس توسط کلید ولوم روشن و از آن استفاده نمایید.
- ۶- پس از پایان کار می توانید دستگاه را توسط کلید ولوم خاموش کنید. این کار شارژ باتری را متوقف نخواهد کرد، اما در صورتی که دستگاه را با کلید اصلی خاموش نمایید، شارژ باتری متوقف خواهد شد.
- ۷- در صورتی که برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نخواهید کرد و یا هنگام جابجایی دستگاه، کلید اصلی تغذیه پشت دستگاه را خاموش نمایید، این عمل سبب توقف شارژ باتری نیز خواهد شد.
- ۸- در صورت نیاز به حساسیت بسیار بالا در سنین پایین حاملگی یا موارد خاص، می توانید دستگاه را از برق خارج و از باتری استفاده نمایید. این عمل سبب حذف نویز و اغتشاشات احتمالی موجود روی صدای خروجی که ناشی از برق است می گردد.

روش نگهداری:

باتری

- ✓ روشن شدن نمایشگر وضعیت باتری در هنگامی که دستگاه با باتری کار می کند، بیانگر آن است که دستگاه نیاز به شارژ دارد. در این حالت کفایت دستگاه را به برق متصل نمایید.
- ✓ در صورتی که پس از گذشت مدت مقرر جهت شارژ، باتری شارژ نشده باشد و یا سریعاً تخلیه گردد، باتری باید تعویض گردد.
- ✓ جهت تعویض باتری کفایت پس از باز کردن درب جایگاه باتری و خارج نمودن باتری معیوب، باتری جدید با مشخصات فنی مناسب را جایگزین نمایید.
- ✓ خاموش کردن دستگاه توسط کلید ولوم سبب توقف شارژ باتری نخواهد شد.
- ✓ در صورت جدا کردن دستگاه از برق، باتری به صورت اتوماتیک وارد مدار می شود.

پروب

- ✓ پروب دستگاه در اثر ضربه شدید و یا زمین خوردن و همچنین کشیده شدن بیش از حد سیم، دچار آسیب می گردد.
- ✓ هنگام جدا کردن و یا اتصال پروب، دستگاه باید خاموش گردد.
- ✓ هنگام بستن پروب، مطمئن شوید اتصال پروب به درستی انجام شده است و مهره موجود را به صورت کامل باز و آزاد نمایید و سپس با بیرون کشیدن فیش، پروب را جدا نمایید.
- ✓ اگر به واسطه خرابی مجبور شدید پروب را تعویض نمایید، در نظر داشته باشید که دستگاه باید برای پروب جدید تنظیم گردد و با مشخصات پروب جدید کاملاً با پروب اولیه مطابقت داشته باشد.
- ✓ پس از هر بار استفاده از دستگاه، باقیمانده ژل روی پروب را با استفاده از پنبه و الکل پاک کنید.

نکات ایمنی و حفاظت:

۱. از نگهداری دستگاه در محیط مرطوب و مجاورت آب یا هر مایع دیگر پرهیز نمایید.
۲. روشن کردن دستگاه ممکن است همراه با ایجاد جرقه باشد، لذا از استفاده دستگاه در محیط دارای گاز قابل اشتعال خودداری گردد.

توجه: دفترچه راهنمای دستگاه را حتماً قبل از استفاده از آن مطالعه نمایید.

تهیه کننده : واحد تجهیزات گروه توسعه شبکه مرکز بهداشت استان اصفهان