









راهنمای استفاده سریع از دستگاه الکتروکاردیوگراف

- ✓ توجه کنید که برای عملکرد صحیح کلیدها دقیقاً وسط کلیدها را فشار دهید.
- ✓ با فشار کلید  دستگاه روشن می شود. در صورتی که دستگاه به برق شهر متصل باشد چراغ  و در صورتی که دستگاه تنها با باتری کار کند چراغ  روشن خواهد شد.
- ✓ در حالت معمول، بررسی کنید که تنظیمات دستگاه که بر روی صفحه نمایش درج شده به صورت زیر باشد:

10mm/mV	25mm/s	AUTO mode	EMG Filter
---------	--------	-----------	------------
- ✓ پس از اتصال تمامی لیدها، بررسی کنید که پیامی بر روی صفحه مبنی بر عدم اتصال لیدها و یا عدم وجود کاغذ در چاپگر حرارتی وجود نداشته باشد. در این حالت سیگنالهای بیمار باید بر روی صفحه نمایش نشان داده شود.
- ✓ چندثانیه صبر کنید تا سیگنالها پایدار شوند در صورتیکه بیمار ناآرام است با استفاده از کلید فیلتر، گزینه DRIFT+EMG را انتخاب کنید. حال کلید  را فشار دهید تا عمل ذخیره سازی دستگاه آغاز شود.
- ✓ زمان رکوردگیری دستگاه بسته به کیفیت سیگنالهای بیمار بین ۶ تا ۳۰ ثانیه متغیر است. پس از شروع چاپ سیگنال می توانید لیدها را از بیمار جدا کنید. در صورتیکه قبلاً از منوی دستگاه، Long Lead را فعال کرده باشید پس از چاپ اتوماتیک لیدها حدود ۸ ثانیه لیدهای I و II و III چاپ خواهد شد.
- ✓ در صورتی که برای جداکردن کاغذ نیاز دارید کاغذ به مقدار بیشتری از چاپگر بیرون بیاید، یک یا چند بار کلید (پیکان رو به پایین)  را فشار دهید. کاغذ را به سمت چپ دستگاه کشیده و از چاپگر جدا کنید.
- ✓ برای خاموش کردن دستگاه، یکبار کلید  را فشار دهید. بعد از حدود یک ثانیه دستگاه خاموش خواهد شد.
- ✓ عملکرد دستگاه در حالت برق یا باتری تفاوتی در کیفیت سیگنالها یا ایمنی بیمار ندارد. در صورت کار با باتری، بعد از حدود ثبت سیگنالهای ۲۰ بیمار (برای باتری نو و سالم) دستگاه را برای شارژ به برق شهر متصل نمایید.
- ✓ برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای کاربری دستگاه مراجعه فرمایید.

باتشکر

شرکت امواج نگار سپاهان