

## دستورالعمل استفاده و نگهداری دستگاه ساکشن

### نکات مهم:

- ۱- دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه را حتما قبل از استفاده آن مطالعه نمایید .
- ۲- لازم است در ابتدا جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاه ، پس از اتصال لوازم جانبی دستگاه ، ورودی شلنگ بیمار را مسدود کرده و مقدار فشار روی گیج را کنترل نمایید که فشار بیش از 60kpa- مورد قبول می باشد.
- ۳- سپس مقدار و کیوم مورد نیاز را تنظیم و بعد مورد استفاده قرار دهید.
- ۴- هنگامی که مایعات در ظرف جمع آوری به علامت ماکزیمم رسید دستگاه را خاموش کرده و کانکشن ظرف را بروی ظرف دیگر انتقال دهید.
- ۵- ظرف سریز همواره بعنوان یک وسیله حفاظتی برای جلوگیری از ورود مایعات به موتور دستگاه می باشد لذا نباید هیچگونه محلول یا خونابه در آن وارد گردد.
- ۶- فیلتر آنتی باکتریال مورد استفاده در دستگاه یکبار مصرف می باشد پس از پاره شدن و یا نفوذ مایعات تعویض گردد.
- ۷- عدم استفاده از فیلتر آنتی باکتریال باعث ایجاد آلودگی های محیطی و انتشار بیماریها می شود .
- ۸- لوله های یکبار مصرف سیلیکون بهترین حالت جهت استفاده از ساکشن می باشد که باید برای هر بیمار تعویض گردد.
- ۹- عدم تنظیم صحیح ( رگولاتور تنظیم و کیوم بیش از حد مورد نیاز ) باعث بروز آسیب جدی برای بیمار می شود.
- ۱۰- در صورت شنیدن صدای غیر عادی دستگاه را خاموش کرده و به مسئول مربوطه اطلاع دهید.

### اقدامات لازم جهت شستشوی دستگاه :

- ۱- جهت تمیز و ضد عفونی کردن دستگاه را از برق شهر جدا کنید.
- ۲- ظرف جمع آوری مایع بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده ، بایستی بطور روزانه تخلیه و تمیز شده و به صورت خشک نگهداری گردد.
- ۳- ظرف جمع آوری مایع و سریز و در صورت نیاز شلنگ های مربوطه به همراه شیرهای قطع کن را ابتدا با مواد شوینده تمیز کرده و سپس با مواد ضد عفونی مورد تأیید اداره کل غذا داروی کشور ضد عفونی نمایید بدیهی این ظروف جزء وسایل و غیر بحرانی تلقی می شوند.
- ۴- کلیه مراحل شستشو و ضد عفونی باید زیر نظر مسئول کنترل عفونت انجام شود .

واحد تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت شماره دو

